

## AL02-04-100 : Semi Automatic Vertical Autoclave



### Прибор предназначен для стерилизации:

- Жидкостей, таких как питательная среда и буферные растворы
- Твердых предметов, таких как пипетки, пробирки и фильтры
- Стеклопосуды и пластиковых изделий
- Отходов производства

### Основные особенности:

- Замок двухуровневой безопасности – механический и электромагнитный – предотвращает открывание дверей во время работы прибора при превышении температуры и давления в рабочей камере прибора выше определенного уровня
- Теплоизолирующее пластиковое покрытие крышки – предотвращает контакт с горячими частями автоклава
- Автоматическое отключение нагревательных элементов при аварийном превышении температуры
- Невозможность старта цикла при некорректно закрытой двери
- Сброс излишнего давления через предохранительный клапан

Характеристика	Показатель
Тип	Полуавтоматический, вертикальный
Объем, л	23
Размер, диаметр x глубина, мм	250 Ч 400
Температура, °С	105 – 137
Давление (абсолютное), кПа	0 – 330
Макс. рабочее давление, кПа	276
Мощность, кВт	2,4
Электрические параметры	230 В (±10%), 50Гц
Габариты, мм	496 x 368 x 643
Масса, кг	48