

AL02-09-100 : Semi Automatic Benchtop Autoclave



Прибор предназначен для стерилизации:

- Жидкостей, таких как питательная среда и буферные растворы
- Твердых предметов, таких как пипетки, пробирки и фильтры
- Стеклой посуды и пластиковых изделий
- Отходов производства

Основные особенности:

- Замок двухуровневой безопасности – механический и электромагнитный – предотвращает открывание дверей во время работы прибора при превышении температуры и давления в рабочей камере прибора выше определенного уровня
- Теплоизолирующее пластиковое покрытие крышки – предотвращает контакт с горячими частями автоклава
- Автоматическое отключение нагревательных элементов при аварийном превышении температуры
- Невозможность старта цикла при некорректно закрытой двери
- Сброс излишнего давления через предохранительный клапан

Характеристика	Показатель
Тип	Полуавтоматический, горизонтальный
Объем, л	85
Размер, диаметр x глубина, мм	380 x 650
Температура, °C	105 – 137
Давление (абсолютное), кПа	0 – 330
Макс. рабочее давление, кПа	276
Мощность, кВт	4,8
Электрические параметры	380 В (±10%), 50Гц
Габариты, мм	660 x 875 x 525
Масса, кг	106