

## A02-11-100 : Semi Automatic Benchtop Autoclave



### Прибор предназначен для стерилизации:

- Жидкостей, таких как питательная среда и буферные растворы
- Твердых предметов, таких как пипетки, пробирки и фильтры
- Стеклой посуды и пластиковых изделий
- Отходов производства

### Основные особенности:

- Замок двухуровневой безопасности – механический и электромагнитный – предотвращает открывание дверей во время работы прибора при превышении температуры и давления в рабочей камере прибора выше определенного уровня
- Теплоизолирующее пластиковое покрытие крышки – предотвращает контакт с горячими частями автоклава
- Автоматическое отключение нагревательных элементов при аварийном превышении температуры
- Невозможность старта цикла при некорректно закрытой двери
- Сброс излишнего давления через предохранительный клапан

### Характеристика

### Показатель

Тип	Полуавтоматический, горизонтальный
Объем, л	62
Размер, диаметр x глубина, мм	380 x 510
Температура, °C	105 – 137
Давление (абсолютное), кПа	0 – 330
Макс. рабочее давление, кПа	276
Мощность, кВт	4
Электрические параметры	230 В (±10%), 50Гц
Габариты, мм	660 x 695 x 525
Масса, кг	80