

AL02-13-100: Vollautomatisch Horizontal-Autoklav

Für die Sterilisation von:

- Flüssigkeiten wie Nährmedien und Pufferlösungen
- Festkörpern wie Pipetten, Röhrchen und Filtern
- Glas- und Kunststoffartikeln
- Abfällen



Eigenschaften:

- **Vollautomatische Mikroprozessor-Steuerung** für hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit
- **6 Standardprogramme**
- **LCD-Anzeige** für Druck, Temperatur, Zeit und Störung
- Temperatur von 60 bis 137°C und Zeit von 1 bis 99 min frei einstellbar, die Einstellung bleibt erhalten bis zur nächsten Eingabeänderung
- **Ein Pt100 Temperaturfühler** in einem Referenzgefäß stellt sicher, dass die Sterilisationstemperatur erreicht ist, bevor der Zyklus startet
- Die **Zufuhr demineralisierten Wassers** zur Dampferzeugung wird automatisch geregelt
- Temperatur und Druck werden über die Steuereinheit geregelt und garantieren einen **absolut sicheren Sterilisationsprozess**
- Ein Drucker zur Dokumentation kann direkt auch nachträglich ganz einfach im Autoklaven eingebaut werden, alle Anschlüsse sind vorhanden
- Die Tür läßt sich erst öffnen, wenn die Referenztemperatur unter einem kritischen Wert liegt, was Siedeverzug verhindert (spezifiziert in den technischen Sicherheitsbestimmungen Europäischer und Internationaler Normen)
- Bei einem zu geringen Wasserstand wird der Heizvorgang abgebrochen

Technische Spezifikation:

Chamber Volume (liter):	62
Chamber Size (øxDiameter in mm):	380x510
Voltage (nominal +/-10%) 50/60Hz (V):	220 - 240
Heating Capacity (Kw):	4.0
Ambient Temperature (°C):	5 to 40 degrees
Control:	Fully Automatic
Displays:	Temperature, Pressure and Time
Alarm:	Visible and Acoustic
Dimensions* WidthxHeightxDiameter (mm):	660x525x695
Shipping Weight:	80 kg

*Dimensions refer to unit housing including leveling feet. Technical data are subject to change without prior notice.

Ladepazität:

Erlenmeyer	Nr. of bottles	Schott-Duran	Nr. of Bottles
250 mL	22	250 mL	28
500 mL	15	500 mL	20
1000 mL	8	1000 mL	15
2000 mL	5	2000 mL	8
3000 mL	3	5000 mL	3
5000 mL	-	10000 mL	-