


AL04-02-230 Ultraschallbad 1Liter (beheizt)



Technisches Datenblatt

- Kleinstes Ultraschallreinigungsgerät mit 0.8 Liter Wannenvolumen
- Ideal für den Optiker
- Im Schmuckatelier zur Reinigung von getragenen Kundenschmuck
- Im Dentalbereich zur hygienischen Reinigung von Prothesen und Zahnspangen

Elektrische Daten:

- Netzspannung: 100-120 / 220-240 (Vac)
- Ultraschallfrequenz: 38 kHz
- Leistungsaufnahme gesamt: 90 Watt
- Ultraschall-Leistung effektiv: 30 Watt
- Ultraschall-Spitzenleistung max.: 240 Watt
- Heizleistung: 60 Watt

Mechanische Daten:

- Wanne max. Volumen (ca. Liter): 0.80
- Wanne Arbeitsvolumen (ca. Liter): 0.70
- Wanne Innenmasse: 190 x 85 x 60 (B x T x H / ca. mm)
- Gerät Aussenmasse: 206 x 116 x 178 (B x T x H / ca. mm)
- Gewicht (ca. Kg): 2.0
- Material Gehäuse (Edelstahl): V2A 1.4301 (AISI 304)
- Material Wanne (Edelstahl): V2A 1.4301 (AISI 304)
- Materialstärke Wanne (ca. mm): 0.6

Technische Eigenschaften:

- Anzahl Schwinger: 1
- LED – Display: X
- Gerätegriffe: --
- Ablauf Durchmesser (Zoll/inch“): –

Zubehör:

- Korb Innenabmessungen (ca. mm): 177 x 73 x 30
- Korb Beladung (ca. Kg): 1.0
- Korb (Bestell-Nr.): AL04-02-151
- Plastik Deckel (Bestell-Nr.): AL04-02-150
- Set: 2 Gläser mit Deckel, (Bestell-Nr.): AL04-02-152