

Ультразвуковые бани с нагревом AL04-02-230



Ультразвуковая баня используется для очистки и дегазации химической посуды, а также для лабораторных опытов

Основные особенности:

- Ультразвуковая емкость сделана из нержавеющей стали
- Функция дегазации специально для удобного применения в лабораториях
- Электронные вращающиеся регуляторы
- Подключение кабеля питания
- Индикация остаточного времени очистки при помощи световых диодов

Технические характеристики:

- Объем, л 0,8
- Рабочая поверхность ванны (ДЧШЧВ), мм 190 Ч 85 Ч 60
- Максимальная мощность ультразвука, Вт 200
- Эффективная мощность ультразвука, Вт 25
- Мощность нагрева, Вт: 60
- Частота ультразвука, кГц 37
- Электрические параметры 50/60 Гц, 230 В