

## AL04-03-230 Ultraschallbad 3 Liter



### Technisches Datenblatt

Das universelle „3-Liter Gerät“ für den Einsatz:

- im Labor zum Reinigen und zur Entgasung
- in der Zahnarztpraxis mit Lochdeckel und 2 Gläsern zur Aufbereitung von Bohrern und Kleinteilen
- in der Medizin zur Reinigung chirurgischer Instrumente
- in der Industrie für Kleinmechaniken und Werkzeuge

### Elektrische Daten:

- |                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| • Netzspannung:                     | 100-120 / 220-240 (Vac) |
| • Ultraschallfrequenz:              | 38 kHz                  |
| • Leistungsaufnahme gesamt:         | 80 Watt                 |
| • Ultraschall-Leistung effektiv:    | 80 Watt                 |
| • Ultraschall-Spitzenleistung max.: | 320 Watt                |
| • Heizleistung:                     | --                      |

### Mechanische Daten:

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| • Wanne max Volumen (ca. Liter):    | 2.75                                 |
| • Wanne Arbeitsvolumen (ca. litre): | 1.9                                  |
| • Wanne Innenmasse:                 | 240 x 137 x 100 (B x T x H / ca. mm) |
| • Gerät Aussenmasse:                | 300 x 179 x 214 (B x T x H / ca. mm) |
| • Gewicht (ca. Kg):                 | 3.3                                  |
| • Material Gehäuse (Edelstahl):     | V2A 1.4301 (AISI 304)                |
| • Material Wanne (Edelstahl) :      | V2A 1.4301 (AISI 304)                |
| • Materialstärke Wanne (ca. mm)     | 0.7                                  |

### Technische Eigenschaften:

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| • Anzahl Schwinger:               | 1 |
| • LED – Display:                  | X |
| • Gerätegriffe:                   | X |
| • Ablauf Durchmesser (Zoll/inch“) | – |

### Zubehör:

- |  |               |
|--|---------------|
| • Korb Innenabmessungen (ca. mm): 1      | 98 x 103 x 50 |
| • Korb Beladung (ca. Kg):                | 1.0           |
| • Korb (Bestell-Nr.)                     | AL04-03-151   |
| • Plastik Deckel (Bestell-Nr.)           | AL04-03-150   |
| • Set: 2 Gläser mit Deckel (Bestell-Nr.) | AL04-03-152   |