

Ультразвуковые бани AL04-03-230



Ультразвуковая баня используется для очистки и дегазации химии также для лабораторных опытов

Основные особенности:

- Ультразвуковая емкость сделана из нержавеющей стали
- Функция дегазации специально для удобного применения в лабораториях
- Электронные вращающиеся регуляторы
- Подключение кабеля питания
- Индикация остаточного времени очистки при помощи световых диодов

Технические характеристики:

- Объем, л 2,75
- Рабочая поверхность ванны (ДЧШЧВ), мм 240 Ч 137 Ч 100
- Максимальная мощность ультразвука, Вт 320
- Эффективная мощность ультразвука, Вт 80
- Частота ультразвука, кГц 37
- Электрические параметры 50/60 Гц, 230 В
- Габариты (ДЧШЧВ), мм 300 Ч 179 Ч 214