

## AL04-04-230 Ultraschallbad 3 Liter (beheizt)



### Technisches Datenblatt

Das universelle „3-Liter Gerät“ für den Einsatz:

- im Labor zum Reinigen und zur Entgasung
- in der Zahnarztpraxis mit Lochdeckel und 2 Gläsern zur Aufbereitung von Bohrern und Kleinteilen
- in der Medizin zur Reinigung chirurgischer Instrumente
- in der Industrie für Kleinmechaniken und Werkzeuge

### Elektrische Daten:

- Netzspannung: 100-120 / 220-240 (Vac)
- Ultraschallfrequenz: 38 kHz
- Leistungsaufnahme gesamt: 280 Watt
- Ultraschall-Leistung effektiv: 80 Watt
- Ultraschall-Spitzenleistung max.: 320 Watt
- Heizleistung: 200 Watt

### Mechanische Daten:

- Wanne max. Volumen (ca. Liter): 2.75
- Wanne Arbeitsvolumen (ca. litre): 1.9
- Wanne Innenmasse: 240 x 137 x 100 (B x T x H / ca. mm)
- Gerät Außenmasse: 300 x 179 x 214 (B x T x H / ca. mm)
- Gewicht (ca. Kg): 3.3
- Material Gehäuse (Edelstahl): V2A 1.4301 (AISI 304)
- Material Wanne (Edelstahl) : V2A 1.4301 (AISI 304)
- Materialstärke Wanne (ca. mm) 0.7

### Technische Eigenschaften:

- Anzahl Schwinger: 1
- LED – Display: X
- Gerätegriffe: X
- Ablauf Durchmesser (Zoll/inch“) –

### Zubehör:

- Korb Innenabmessungen (ca. mm): 198 x 103 x 50
- Korb Beladung (ca. Kg): 1.0
- Korb (Bestell-Nr.) AL04-04-151
- Plastik Deckel (Bestell-Nr.) AL04-04-150
- Set: 2 Gläser mit Deckel (Bestell-Nr.) AL04-04-152