

# Ультразвуковые бани с нагревом AL04-12-230



Ультразвуковая баня используется для очистки и дегазации химической посуды, а также для лабораторных опытов

## Основные особенности:

- Ультразвуковая емкость сделана из нержавеющей
- Функция дегазации специально для удобного применения в лабораториях
- Электронные вращающиеся регуляторы
- Подключение кабеля питания
- Индикация остаточного времени очистки при помощи световых диодов

## Технические характеристики:

- Объем, л 12,75
- Рабочая поверхность ванны (ДЧШЧВ), мм 300 Ч 240 Ч 200
- Максимальная мощность ультразвука, Вт 800
- Эффективная мощность ультразвука, Вт 200
- Мощность нагрева, Вт: 800
- Частота ультразвука, кГц 37
- Электрические параметры 50/60 Гц, 230 В