

Ультразвуковые бани с нагревом AL04-30-230



Ультразвуковая баня используется для очистки и дегазации химической посуды, а также для лабораторных опытов

Основные особенности:

- Ультразвуковая емкость сделана из нержавеющей стали
- Функция дегазации специально для удобного применения в лабораториях
- Электронные вращающиеся регуляторы
- Подключение кабеля питания
- Индикация остаточного времени очистки при помощи световых диодов

Технические характеристики:

- Объем, л 28
- Рабочая поверхность ванны (ДЧШЧВ), мм 505 Ч 300 Ч 200
- Максимальная мощность ультразвука, Вт 1200
- Эффективная мощность ультразвука, Вт 300
- Мощность нагрева, Вт: 1200
- Частота ультразвука, кГц 37
- Электрические параметры 50/60 Гц, 230 В