

AL05-11-230**Bain Marie Analogue, 5 Litres***"Sustainable European quality for demanding customers."***APPLICATION**

Le bain marie est utilisé pour des incubations et inactivations de cultures, tel que par exemple le réchauffement de medias bactériologiques, la réalisation de réactions chimiques ou le dégel d'échantillons surgelés.

CARACTÉRISTIQUES

- Bains thermostatés
- Cuve intérieure en acier inoxydable AISI 304 et boîtier extérieur en peinture époxy de grande résistance aux environnements agressifs
- Résistance chauffante en alliage acier inoxydable résistant à la chaleur et la corrosion.
- Température contrôlé par un thermostat hydraulique pour de l'eau et de l'huile
- Lampe indicatrice de coupure de fonctionnement. L'équipement arrête automatiquement en cas de surchauffe et en cas de liquide insuffisant.
- Déconnexion de sécurité automatique avec alarme sonore contre la surchauffe au-delà de la température programmée (+5°C).
- Système de vidange frontal pour volumes au-dessus de 12 l
- Poignées pour transport et déplacement facile

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Capacité (litres)	5 L
Panneau de contrôle	Analogue
Dimensions intérieures (W x L x H)	300×150×130 mm
Dimensions extérieures (W x L x H)	330×180×300 mm
Gamme de température	approx.. 5°C above ambient temperature to 120°C
Puissance	600 W
Poids	6.2 kg
Alimentation électrique	50/60Hz 230
Précision	± 1,0 %
Resolution	± 0,1°C
Matériel cuve	Acier inox AISI 304
Protection IP	IP52

ACCESSOIRES

Code	Description
AL05-07-150	Couvercle en acier inox pour 5L
AL05-08-150	Couvercle en acier inox pour 12L
AL05-09-150	Couvercle en acier inox pour 20L
AL05-10-150	Couvercle en acier inox pour 45L
AL05-99-160	Couvercle avec 2 disques pour bains-marie 5L
AL05-99-161	Couvercle avec 4 disques pour bains-marie 12L
AL05-99-162	Couvercle avec 6 disques pour bains-marie 20L
AL05-99-163	Set d'adaptateur disques
AL05-99-164	Support pour rack pour bains-marie 5L
AL05-99-165	Support pour rack pour bains-marie 12L
AL05-99-166	Support pour rack pour bains-marie 20L et 45L
AL05-99-167	Rack pour 36 tubes Ø 13mm
AL05-99-168	Rack pour 24 tubes Ø 16mm
AL05-99-169	Rack pour 24 tubes Ø 20mm
AL05-99-170	Thermomètre avec support

* Capacité: 5L – 1 rack
 12L – 3 racks
 20L – 5 racks
 45L – 2x5 racks



Couvercle en acier inox



Support pour racks



Racks pour tubes



Couvercle avec 4 disques



Couvercle avec 6 disques



Set d'adaptateur disques