

**AL05-14-230****Bain Marie Analogue, 45 Litres***"Sustainable European quality for demanding customers."***APPLICATION**

Le bain marie est utilisé pour des incubations et inactivations de cultures, tel que par exemple le réchauffement de medias bactériologiques, la réalisation de réactions chimiques ou le dégel d'échantillons surgelés.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Bains thermostatés
- Cuve intérieure en acier inoxydable AISI 304 et boîtier extérieur en peinture époxy de grande résistance aux environnements agressifs
- Résistance chauffante en alliage acier inoxydable résistant à la chaleur et la corrosion.
- Température contrôlée par un thermostat hydraulique pour de l'eau et de l'huile
- Lampe indicatrice de coupure de fonctionnement. L'équipement arrête automatiquement en cas de surchauffe et en cas de liquide insuffisant.
- Déconnexion de sécurité automatique avec alarme sonore contre la surchauffe au-delà de la température programmée (+5°C).
- Système de vidange frontal pour volumes au-dessus de 12 l
- Poignées pour transport et déplacement facile

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

<b>Capacité (litres)</b>	45 L
<b>Panneau de contrôle</b>	Analogue
<b>Dimensions intérieures (W x L x H)</b>	620×500×130 mm
<b>Dimensions extérieures (W x L x H)</b>	650×530×300 mm
<b>Gamme de température</b>	approx.. 5°C above ambient temperature to 120°C
<b>Puissance</b>	3200 W
<b>Poids</b>	18.0 kg
<b>Alimentation électrique</b>	50/60Hz 230
<b>Précision</b>	± 1,0 %
<b>Resolution</b>	± 0,1°C
<b>Matériel cuve</b>	Acier inox AISI 304
<b>Protection IP</b>	IP52

**ACCESSOIRES**

Code	Description
<b>AL05-07-150</b>	Couvercle en acier inox pour 5L
<b>AL05-08-150</b>	Couvercle en acier inox pour 12L
<b>AL05-09-150</b>	Couvercle en acier inox pour 20L
<b>AL05-10-150</b>	Couvercle en acier inox pour 45L
<b>AL05-99-160</b>	Couvercle avec 2 disques pour bains-marie 5L
<b>AL05-99-161</b>	Couvercle avec 4 disques pour bains-marie 12L
<b>AL05-99-162</b>	Couvercle avec 6 disques pour bains-marie 20L
<b>AL05-99-163</b>	Set d'adaptateur disques
<b>AL05-99-164</b>	Support pour rack pour bains-marie 5L
<b>AL05-99-165</b>	Support pour rack pour bains-marie 12L
<b>AL05-99-166</b>	Support pour rack pour bains-marie 20L et 45L
<b>AL05-99-167</b>	Rack pour 36 tubes Ø 13mm
<b>AL05-99-168</b>	Rack pour 24 tubes Ø 16mm
<b>AL05-99-169</b>	Rack pour 24 tubes Ø 20mm
<b>AL05-99-170</b>	Thermomètre avec support

\* Capacité:       5L – 1 rack  
                      12L – 3 racks  
                      20L – 5 racks  
                      45L – 2x5 racks



*Couvercle en acier inox*



*Support pour racks*



*Racks pour tubes*



*Couvercle avec 4 disques*



*Couvercle avec 6 disques*



*Set d'adaptateur disques*